


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Zo-1 토끼 다클로날 항체 - Q07157

품목 번호: CM0017315



소개

ZO-1 (Tight junction protein 1)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역형광(파라핀), ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. [이트](#) 집합(Tight junction) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ZO-1 Rabbit pAb
비고/별칭	ZO-1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7082
유전자 ID	7082
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 ZO-1 (NP_003248.3)의 아미노산 18-273에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q07157
단백질 분자량	195kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)