

Anti-Zp3 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - P21754

품목 번호: CM0016425

소개

WB, IF-P, ELISA 응용 분야를 위한 고품질 ZP3 토끼 다클론 항체(pAb). 투명대(zona pellucida)의 핵심 정자 수용체인 인간, 마우스 및 쥐(rat) ZP3 단백질을 인식합니다. 생식 및 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZP3 토끼 다클론 항체 (pAb)
비고/별칭	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
종(Species)	인간
GeneID (인간)	7784
GeneID	7784
면역원	인간 ZP3(NP_001103824.1)의 246-345 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	P21754
단백질 무게	47kDa
배송	아이스팩