

Apc 토끼 항인간 Cd117/C-Kit 단클론 항체 (Fc용) - P10721

품목 번호: CM0008159



소개

유세포측정용 인간 CD117/c-Kit (P10721)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 이 110kDa 수용체 티로신 키나아제는 조혈, 줄기세포 유지 및 비만세포 발달에 필수적입니다. IVD 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD117/c-Kit 단클론 항체
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
반응 종	인간
유전자ID	3815
면역원	인간 CD117/c-Kit (NP_000213.1)의 아미노산 26-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송 방식	아이스 팩