

Wb 및 Elisa용 Asb17 토끼 다클론 항체 - Q8Wxj9

품목 번호: CM0024179

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 항-ASB17 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 고환 내 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASB17 토끼 pAb
비고/별칭	Asb-17; ASB17
종	인간
GeneID (인간)	127247
GeneID	127247
면역원	인간 ASB17(NP_543144.1)의 아미노산 30-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8WXJ9
단백질 무게	34kDa
배송	아이스팩