


Wb, If, Ihc-P, Elisa용 Asc/Tms1 토끼 다클론 항체 - Q9Ulz3

품목 번호: CM0015998



소개

ASC/TMS1(PYCARD)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드의 ASC/TMS1을 검출합니다. 세포사멸, 인플라마좀 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASC/TMS1 토끼 pAb
비고/별칭	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
종	인간
유전자 ID(인간)	29108
유전자 ID	29108
면역원	인간 ASC/TMS1(NP_037390.2)의 아미노산 50-195에 해당하는 합성 펩타이드
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9ULZ3
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백