


Wb, If/Icc, Elisa용 Atr 토끼 단일클론 항체 - Q13535

품목 번호: CM0005019



소개

사람(Human) 샘플의 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 ATR 토끼 단일클론 항체입니다. 중요한 DNA 손상 체크포인트 조절 인자인 세린/트레오닌 단백질 키나제 ATR을 타겟으로 합니다. UniProt Q13535.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATR Rabbit mAb
비고/별칭	FRP1, MEC1, SCKL, FCTCS, SCKL1, ATR
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	545
면역원(Immunogen)	사람 ATR (NP_001175.2)의 아미노산 400-500 내의 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q13535
단백질 분자량	301kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)