

Bank1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Ndb2

품목 번호: CM0015883

소개

WB 및 ELISA에서 유효성이 검증된 BANK1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. BCR 신호 전달 및 칼슘 동원에 관여하는 B세포 스캐폴드 단백질을 표적으로 합니다. 면역학 및 자가면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BANK1 토끼 pAb
비고/별칭	BANK; BANK1
종	인간
유전자 ID	55024
면역원	인간 BANK1 (NP_060405.4)의 아미노산 516-785에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NDB2
단백질 분자량	89kDa
배송 방식	아이스팩