


Wb, Elisa용 Baz1A 토끼 다클로날 항체 - Q9Nrl2

품목 번호: CM0028502



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 BAZ1A 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. DNA 복제 및 전사에 관여하는 크로마틴 리모델링 인자 ACF1을 표적으로 합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	BAZ1A Rabbit pAb
비고/별칭	ACF1; WALp1; hACF1; WCRF180; BAZ1A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11177
면역원	인간 BAZ1A (NP_038476.2)의 아미노산 1347-1556에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NRL2
단백질 분자량	179kDa
배송	아이스백