


Wb, Ihc-P, Elisa용 Bhmt 토끼 단일클론 항체 - Q93088

품목 번호: CM0007640



소개

WB, IHC-P, ELISA용 BHMT 토끼 단일클론 항체. 사람 및 쥐 BHMT를 검출하며 분자량은 45kDa입니다. 호모시스테인 대사 및 간/신장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BHMT Rabbit mAb
비고/별칭	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	635
면역원(Immunogen)	사람 BHMT의 아미노산 306-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001704.2)
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q93088
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)