

## Wb 및 Elisa용 C-Maf 토끼 단일클론 항체 - O75444

품목 번호: CM0008176

### 소개

사람, 마우스, 랫드 반응성으로 WB 및 ELISA 검증이 완료된 토끼 단일클론 c-Maf 항체입니다. 전사인자 Maf(38kDa)를 표적으로 합니다. 수정체 발달, Th2 세포 및 종양유전자/종양억제인자 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | c-Maf 토끼 단일클론 항체                                                 |
| 비고/별칭      | CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf                               |
| 종          | 사람                                                               |
| GeneID(사람) | 4094                                                             |
| GeneID     | 4094                                                             |
| 면역원        | 합성 펩타이드 사람 c-Maf(O75444)의 아미노산 274-373 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 숙주         | 토끼                                                               |
| 분류         | 단일클론 항체                                                          |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성     | 사람, 마우스, 랫드                                                      |
| SWISS      | O75444                                                           |
| 단백질 분자량    | 38kDa                                                            |
| 배송         | 아이스팩                                                             |