

Wb, If-P, Elisa용 Calmegin Rabbit Mab - O14967

품목 번호: CM0003867

소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 Calmegin Rabbit Monoclonal Antibody. 사람, 마우스, 랫드 Calmegin(70kDa)을 인식합니다. 정자형성 및 ER 샤페론 연구용. - O14967

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Calmegin Rabbit mAb
종	사람
GeneID (사람)	1047
GeneID	1047
면역원	사람 Calmegin(O14967)의 아미노산 180-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O14967
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백