

Cd4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P01730

품목 번호: CM0015716



소개

인간 샘플에서 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 CD4 토끼 폴리클론 항체입니다. T-세포 표면 당단백질 CD4, 즉 중요한 면역 공동수용체이자 HIV 수용체를 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD4 Rabbit pAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
종	인간
GeneID (인간)	920
GeneID	920
면역원	CD4 (NP_000607.1)의 아미노산 26-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01730
단백질 분자량	51 kDa
배송	아이스백