

Wb, Ihc-P, Elisa용 Cdk4 Rabbit Monoclonal Antibody - P11802

품목 번호: CM0006590



소개

인간 CDK4(PSK-J3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 34kDa 단백질을 검출. 세포 주기, 암, RB 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK4 토끼 mAb
비고/별칭	CMM3; PSK-J3; CDK4
종	인간
GeneID (인간)	1019
GeneID	1019
면역원	재조합 단백질 인간 CDK4 (NP_000066.1)의 아미노산 200-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11802
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백