

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Cdk4 토끼 다클로날 항체 [Ko 검증됨] - P11802

품목 번호: CM0020958



소개

토끼 다클로날 CDK4 항체, KO 검증됨, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA용. 인간, 마우스, 래트 CDK4를 검출. 합성 펩타이드 면역원 (aa 204-303). 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] CDK4 Rabbit pAb
비고/별칭	CMM3; PSK-J3; K4
종	인간
GeneID (인간)	1019
GeneID	1019
면역원	인간 CDK4 (NP_000066.1)의 아미노산 204-303에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11802
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백