

Wb 및 Elisa용 Cga 토끼 다클론 항체 - P01215

품목 번호: CM0017359



소개

인간 CGA(당단백질 호르몬 알파 사슬; 약 13 kDa)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 내분비 및 생식 연구에 사용되는 TSH, LH, FSH 및 CG의 공통 알파 소단위를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CGA 토끼 pAb
비고/별칭	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHAI; CG-ALPHA; CGA
종	인간
GeneID(인간)	1081
GeneID	1081
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01215
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩