

Wb, Elisa용 Col9A2 토끼 다클론 항체 - Q14055

품목 번호: CM0019012



소개

인간 콜라겐 알파-2(IX) 사슬의 합성 펩타이드를 사용하여 면역화한 COL9A2 토끼 다클론 항체(Q14055)입니다. 인간 및 랫드 샘플을 대상으로 WB와 ELISA에 적합합니다. 연골, 유리체 및 세포외기질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL9A2 토끼 pAb
비고/별칭	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
종	인간
유전자 ID (인간)	1298
유전자 ID	1298
면역원	인간 COL9A2(NP_001843.1)의 아미노산 600-689 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q14055
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩