

Cytokeratin 17 (Krt17) 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q04695

품목 번호: CM0005997

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 이 토끼 단클론 항체는 인간 Cytokeratin 17 (KRT17)을 표적으로 하며 마우스와 교차 반응합니다. KRT17은 피부 부속기 형성에 필수적인 I형 케라틴으로 건선 및 상피암의 마커입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cytokeratin 17 (KRT17) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
종	인간
GeneID	3872
면역원	인간 Cytokeratin 17 (KRT17)의 아미노산 332-432번 서열에 해당하는 합성 펩티드 (NP_000413.1).
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q04695
단백질 분자량	48 kDa
배송 방식	아이스백