


Dgcr8 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa) - Q8WYq5

품목 번호: CM0019748



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA에 적합한 고품질 DGCR8 토끼 다클론 항체입니다. miRNA 생합성과 DNA 복구에 핵심적인 역할을 하는 마이크로프로세서 서브유닛인 인간, 마우스, 래트 DGCR8 (86 kDa)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DGCR8 토끼 pAb
비고/별칭	Gyl; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
종	인간
유전자 ID (인간)	54487
유전자 ID	54487
면역원	인간 DGCR8 (NP_073557.3)의 아미노산 180-340번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WYQ5
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백