


Wb, Elisa용 Dhfr 토끼 Mab - P00374

품목 번호: CM0011415



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 DHFR 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 DHFR(21kDa)을 검출합니다. 엽산 대사, 암 연구 및 약물 내성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DHFR 토끼 mAb
비고/별칭	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
종	인간
유전자 ID (인간)	1719
유전자 ID	1719
면역원	인간 DHFR(NP_000782.1)의 아미노산 88-187번 서열에 해당하는 합성 펩티드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00374
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩