


디메틸-히스톤 H3-K9 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431) Wb, Ihc-P, Elisa, Chip용

품목 번호: CM0000397



소개

라이신 9에서 디메틸화된 히스톤 H3(H3K9me2)에 대한 친화성 정제 토끼 단클론 항체입니다. WB, DB, IHC-P, ELISA 및 ChIP에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 및 다양한 종과 교차 반응합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	디메틸-히스톤 H3-K9 토끼 mAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 디메틸-히스톤 H3-K9
종	인간
유전자ID (인간)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 인간 히스톤 H3(NP_003520.1)의 K9 부위에 존재하는 합성 디메틸화 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백