


## Dimethyl-Histone H4-K20 Rabbit Pab (P62805) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000381



### 소개

리신 20 (H4K20me2)에서 이중 메틸화된 히스톤 H4를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 및 광범위한 종과 교차 반응합니다. 약 11 kDa 밴드를 검출하며, 액체 상태로 공급되어 아이스백에 담겨 배송됩니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

|             |                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                                                                                                                 |
| 제품명         | DiMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| 비고/별칭       | H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20 |
| 종           | Human                                                                                                                                                             |
| GeneID (인간) | H4                                                                                                                                                                |
| GeneID      | 8359                                                                                                                                                              |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 K20 주변 합성 이중 메틸화 펩타이드.                                                                                                          |
| 공급원         | Rabbit                                                                                                                                                            |
| 카테고리        | Methylated Antibodies                                                                                                                                             |
| 응용          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                          |
| 교차 반응성      | Human, Mouse, Rat, Other (Wide Range Predicted)                                                                                                                   |
| SWISS       | P62805                                                                                                                                                            |
| 단백질 무게      | 11kDa                                                                                                                                                             |
| 배송          | Ice bag                                                                                                                                                           |