

Dlgap5 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q15398

품목 번호: CM0020862



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 적용을 위해 검증된 고품질 DLGAP5 토끼 폴리클론항체. 세포 주기 조절자이자 잠재적 암 바이오마커인 인간 DLGAP5 (DLG7/HURP)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLGAP5 Rabbit pAb
비고/별칭	DLG7; HURP; DLGAP5
종	인간
GeneID (Human)	9787
GeneID	9787
면역원	인간 DLGAP5 (NP_055565.3)의 아미노산 547-846에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15398
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백