

Wb, Ihc-P, Elisa용 Dysferlin 토끼 단일클론 항체 - O75923

품목 번호: CM0003779



소개

웨스턴 블로팅(Western blotting), IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Dysferlin 토끼 단일클론 항체입니다. 막 복구(membrane repair)의 칼슘 센서인 인간 Dysferlin(237 kDa)에 특이적입니다. 신경근육 질환 및 근육 생물학 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Dysferlin Rabbit mAb
비고/별칭	MMD1; FER1L1; LGMD2B; LGMDR2; Dysferlin (Romeo)
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8291
GeneID	8291
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Dysferlin (Romeo) (O75923)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O75923
단백질 분자량	237kDa
배송(Shipping)	아이스팩