


Wb, Ihc-P, Elisa용 Ech1 토끼 다클로날 항체 - Q13011

품목 번호: CM0013466



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 ECH1 토끼 다클로날 항체; 인간, 마우스, 랫트 ECH1과 반응; 지방산 베타 산화에서 delta(3,5)-Delta(2,4)-디에노일-CoA 이성화효소를 표적; 미토콘드리아 및 퍼옥시좀 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ECH1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPXEL; ECH1
종	Human
GeneID (Human)	1891
GeneID	1891
면역원	인간 ECH1 (NP_001389.2)의 아미노산 1-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13011
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백