


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Egfr Rabbit Pab - P00533

품목 번호: CM0016303



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 애플리케이션에서 검증된 EGFR Rabbit pAb (폴리클론항체). 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 아미노산 1021-1210에 걸친 재조합 면역원. 암 및 신호전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGFR Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
종	인간
GeneID (인간)	1956
GeneID	1956
면역원	인간 EGFR (NP_005219.2)의 아미노산 1021-1210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백