


Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Eif3H 토끼 다클로날 항체 - O15372

품목 번호: CM0014989



소개

EIF3H (eIF3-p40)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫트의 WB, IP, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 번역 개시 및 단백질 합성 연구에 이상적입니다. - O15372

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF3H Rabbit pAb
비고/별칭	EIF3S3; eIF3-p40; eIF3-gamma; EIF3H
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8667
GeneID	8667
항원(Immunogen)	사람 EIF3H (NP_003747.1)의 아미노산 80-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15372
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)