

Wb, Elisa용 Etnk2 토끼 다클론 항체 - Q9Nvf9

품목 번호: CM0017830

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증된 고품질 ETNK2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 에탄올아민 키나아제 2를 검출하며, 인지질 생합성에 관여합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ETNK2 토끼 pAb
비고/별칭	EKI2; HMFT1716; ETNK2
종	인간
유전자 ID (인간)	55224
유전자 ID	55224
면역원	인간 ETNK2 (NP_060678.2)의 아미노산 1-386에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 또는 재조합 용합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NVF9
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩