

Fhl1 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q13642

품목 번호: CM0024864



소개

이 토끼 폴리클론 항체는 근육 발달 조절자인 four and a half LIM 도메인 단백질 1 (FHL1/SLIM)을 인식합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응하여 골격근 및 비대 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FHL1 Rabbit pAb
비고/별칭	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
종	인간
GeneID	2273
면역원	인간 FHL1 (NP_001153171.1)의 아미노산 27-296에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13642
단백질 무게	36kDa
배송	아이스백