


Gorasp2 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q9H8Y8

품목 번호: CM0016478



소개

골지 재조합 적응 단백질인 GORASP2(GRASP55)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 시료의 WB, IF/ICC, ELISA 실험에 적합합니다. 면역원: 재조합 인간 GORASP2 (아미노산 353-452).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GORASP2 토끼 pAb
비고/별칭	p59; GRS2; GOLPH6; GRASP55; GORASP2
종	인간
유전자ID (인간)	26003
유전자ID	26003
면역원	인간 GORASP2 (NP_056345.3)의 아미노산 353-452에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H8Y8
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩