


Wb 및 Elisa용 Htra3 토끼 다클론 항체 - P83110

품목 번호: CM0013932



소개

인간 HTRA3(세린 프로테아제, 종양 억제인자, 태반 발달)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 생식 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HTRA3 토끼 pAb
비고/별칭	Prsp; Tasp; HTRA3
종	인간
유전자 ID (인간)	94031
유전자 ID	94031
면역원	재조합 단백질 인간 HTRA3(NP_444272.1)의 아미노산 334-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P83110
단백질 중량	49kDa
배송	아이스팩