


Human Ige Rabbit Mab For Wb, Fc, Elisa - P01854

품목 번호: CM0006982



소개

인간 IgE 중쇄 불변 영역(IGH, P01854)을 표적으로 하는 단클론성 토끼 항체입니다. WB, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 분비형 및 막형 IgE를 인식하여 알레르기, 염증 및 B 세포 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	Human IgE Rabbit mAb
비고/별칭	Igh2; IGH; IGHEP1; Human IgE
종	인간
유전자 ID	3497 (Human)
면역원	인간 IgE(P01854)의 아미노산 104-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01854
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백