


Ihc-P 및 Elisa용 IL17A 토끼 단일클론 항체 - Q16552

품목 번호: CM0002197



소개

사람 IL17A (CTLA-8, 18kDa)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 IL17A를 인식합니다. 염증 반응, 항균 방어 및 Th17 매개 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL17A 토끼 mAb
비고/별칭	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	3605
면역원	사람 IL17A (NP_002181.1)의 아미노산 24-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclon Antibodies)
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	Q16552
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)