

인테그린 알파 V (Itgav/Cd51) 토끼 단일클론항체 (Wb, Ihc-P, Fc (세포내), Elisa 용) - P06756

품목 번호: CM0003302



소개

인간, 생쥐, 쥐 반응성 인테그린 알파 V (ITGAV/CD51) 토끼 단일클론항체입니다. 웨스턴블롯, IHC-P, 유세포분석, ELISA에서 검증되었습니다. 비접합형, 표적 단백질 약 116kDa, 합성 펩티드 면역원 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인테그린 알파 V (ITGAV/CD51) 토끼 단일클론항체
비고/별칭	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrin alpha V (ITGAV/CD51)
종	인간
유전자ID (인간)	3685
유전자ID	3685
면역원	합성 펩티드 인간 인테그린 알파 V (ITGAV/CD51) (NP_002201.2)의 아미노산 949-1048 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P06756
단백질 분자량	116kDa
배송 방식	아이스 팩