


Wb 및 Elisa용 Irak3 토끼 다클로날 항체 - Q9Y616

품목 번호: CM0013864



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 IRAK3 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 실험쥐 샘플의 내인성 IRAK3를 검출합니다. IL-1 수용체 및 Toll-like 수용체 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다. - Q9Y616

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRAK3 Rabbit pAb
비고/별칭	ASRT5; IRAKM; IRAK3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	11213
GeneID	11213
면역원(Immunogen)	사람 IRAK3 (NP_009130.2)의 아미노산 367-596에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 실험쥐(Rat)
SWISS	Q9Y616
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)