


Kd 검증된 사이클로필린 F Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P30405

품목 번호: CM0009828



소개

인간 사이클로필린 F(PPIF, CypD)를 표적으로 하는 KD 검증된 래빗 단일클론 항체. 적용 분야: WB, IHC-P, ELISA. 미토콘드리아 세포사멸, 괴사 및 투과성 전이 공 연구에 이상적. 분자량 22kDa, 인간과 교차 반응.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD 검증] 사이클로필린 F Rabbit mAb
비고/별칭	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D
종	인간
GeneID (인간)	10105
면역원	인간 사이클로필린 F의 아미노산 108-207에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 (NP_005720.1)
원천	래빗
범주	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30405
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩