

[Kd 검증] Wb, Ip, Elisa용 Anti-Lxr 베타/Ner 토끼 단일클론 항체 - P55055

품목 번호: CM0007825



소개

웨스턴 블롯, 면역침강 및 ELISA용으로 검증된 인간 LXR 베타/NR1H2 토끼 단일클론 항체. 콜레스테롤 대사 및 핵 수용체 연구에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다. - P55055

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[Kd 검증] LXR 베타/NER 토끼 mAb
비고/별칭	NER; UNR; LXRβ; LXR-b; NER-I; RIP15
종	인간
GeneID (인간)	7376
GeneID	7376
면역원	합성 펩타이드 인간 LXR 베타/NER(NP_009052.4)의 아미노산 1-100번 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P55055
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩