

[Kd 검증 완료] Wb, Ihc-P, Elisa용 티미딜레이트합효소 단클론 항체 - P04818

품목 번호: CM0006205



소개

뉴클레오티드 생합성의 핵심 효소인

티미딜레이트합효소(TYMS)에 대한 검증된 재조합

토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에

적합하며 인간에서 반응성이 확인되었습니다. 암 연구 및 진단 개발에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] 티미딜레이트합효소 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TS; TMS; DKCD; HST422
종	인간
유전자 ID	7298
면역원	인간 티미딜레이트합효소(NP_001062.1)의 아미노산 1-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04818
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스백