

Ko 검증 완료 Anti-Abcf2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ug63

품목 번호: CM0017938

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 KO 검증 완료 anti-ABCF2 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가집니다. CamelBio에서 공급하는 ABC 수송체 연구 및 진단 분석 개발에 최적화된 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] ABCF2 토끼 pAb
비고/별칭	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; F2
종	인간
유전자 ID	10061 (인간)
면역원	인간 ABCF2 (NP_005683.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UG63
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩