

[Ko 검증됨] Anti-Cdkn1A/P21 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

품목 번호: CM0003039



소개

인간 CDKN1A/p21 (P38936)를 표적하는 KO 검증 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합. 마우스 및 래트와 교차 반응. 세포 주기, DNA 손상 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] CDKN1A/p21 Rabbit mAb
비고/별칭	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21
종	인간
GeneID (인간)	1026
GeneID	1026
면역원	재조합 단백질 인간 CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1)의 아미노산 1-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P38936
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백