

[Ko 검증 완료] Wb, Elisa용 Anti-Glod4 다클론 항체 - Q9Hc38

품목 번호: CM0022118



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 거친 고품질의 인간 GLOD4 대상 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합하며, 미토콘드리아 글리옥살라제 도메인 함유 단백질 4(mitochondrial glyoxalase domain-containing protein 4) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] GLOD4 토끼 pAb
비고/별칭	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
종	인간
유전자 ID (인간)	51031
유전자 ID	51031
면역원	인간 GLOD4(NP_057164.3)의 179-298 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HC38
단백질 무게	35kDa
배송	아이스팩