

[Ko 검증 완료] Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 항-Gsdme (전장+N말단) 단클론 항체 - O60443

품목 번호: CM0009711



소개

WB, IP, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 [KO 검증 완료] GSDME 토끼 단클론 항체입니다. 11, 35, 55 kDa 크기의 아이소폼을 가진 인간 GSDME (DFNA5/ICERE-1)을 인식합니다. 파이로토시스 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] GSDME (전장+N말단) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DFNA5; ICERE-1
종	인간
GeneID (인간)	1687
GeneID	1687
면역원	인간 GSDME (전장+N말단) (NP_004394.1)의 아미노산 245-344 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60443
단백질 분자량	11 kDa/35 kDa/55 kDa
배송	아이스백