


Ko 검증된 Anti-Hmgbl 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P09429

품목 번호: CM0029892



소개

CamelBio는 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA용 KO 검증된 anti-HMGB1 토끼 다클로날 항체(P09429)를 제공합니다. 사람, 쥐, 랫트 HMGB1을 인식합니다. DAMP 및 염증체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] HMGB1 Rabbit pAb
비고/별칭	HMGI; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3146
GeneID	3146
항원(Immunogen)	사람 HMGB1 (NP_002119.1)의 아미노산 69-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P09429
단백질 분자량	25 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)