

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ko 검증 Anti-Lamin A/C 마우스 단일클론 항체 - P02545

품목 번호: CM0008599



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 KO 검증 마우스 단일클론 anti-Lamin A/C 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐 샘플의 라민 A/C를 검출합니다. 핵 라미나, 라민병증, 세포 노화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Lamin A/C Mouse mAb
비고/별칭	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDPI; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
종(Species)	사람(Human)
GeneID	4000
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 사람 라민 A/C (NP_733821.1)의 아미노산 403-572에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P02545
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)