


Ko 검증된 N-말단 알파-시누클레인 단일클론 항체 [Mjff-B-3A4] (Wb, If/Icc, Elisa용) - P37840

품목 번호: CM0010732



소개

KO 검증된 토끼 단일클론 항체로, N-말단 알파-시누클레인(SNCA/PARK1)을 표적합니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 시냅스 기능 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] N-말단 알파-시누클레인 mAb [MJFF-B-3A4]
비고/별칭	NACP; PARK1; α-Synuclein; SNCA
종(Species)	Human (인간)
Gene ID	6622
면역원(Immunogen)	인간 알파-시누클레인(NP_000336.1)의 아미노산 40-50에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스백