

[Ko 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pml 토끼 다클로날 항체 - P29590

품목 번호: CM0017817



소개

인간 PML 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. PML 핵체(PML nuclear bodies)에 의해 매개되는 종양 억제, 세포자멸사 및 항바이러스 방어 기전을 연구하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] PML 토끼 pAb
비고/별칭	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; ML
종(Species)	인간(Human)
GeneID	5371
면역원(Immunogen)	인간 PML (NP_150241.2)의 아미노산 300-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P29590
단백질 분자량	98kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)