


Ko 검증된 Anti-Smad1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q15797

품목 번호: CM0023723



소개

KO(녹아웃) 검증된 anti-Smad1 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 Smad1을 인식합니다. BMP 신호 전달, 배아 발생 및 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] Smad1 Rabbit pAb
비고/별칭	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	4086
면역원(Immunogen)	인간 Smad1 (NP_001003688.1)의 아미노산 20-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 래트)
SWISS	Q15797
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)