

[Ko 검증] Hk1 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19367

품목 번호: CM0018250



소개

Human hexokinase-1 (HK1)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로, Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 KO 검증되었습니다. Human, mouse 및 rat와 반응합니다. 해당 연구(해당 연구 분야)에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] HK1 Rabbit pAb
비고/별칭	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3098
GeneID	3098
면역원(Immunogen)	Human HK1 (NP_000179.2)의 아미노산 21-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P19367
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스백