


[Ko 검증] Hsp27/Hspb1 Rabbit Pab (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P04792

품목 번호: CM0021303



소개

노크아웃으로 검증된, HSP27/HSPB1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로 Western blot, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 스트레스 반응 및 세포골격 역동성에 관여하는 분자 샤페론인 인간 열충격 단백질 베타-1을 표적합니다. - P04792

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] HSP27/HSPB1 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
종	인간
유전자 ID (인간)	3315
유전자 ID	3315
면역원	인간 HSP27/HSPB1의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001531.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04792
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백