

[Ko 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Mek1 토끼 다클로날 항체 - Q02750

품목 번호: CM0016218



소개

인간 MEK1 (MAP2K1)을 타겟으로 하는 KO 검증된 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. MAPK/ERK 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] MEK1 토끼 pAb
비고/별칭	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; K1
종	인간
유전자 ID (인간)	5604
면역원	합성 펩타이드 인간 MEK1 (NP_002746.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q02750
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩