


## [Ko 검증] Nsd3/Whsc1L1 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9Bz95

품목 번호: CM0025714



### 소개

히스톤 메틸전이효소인 NSD3/WHSC1L1에 대한 KO 검증 완료된 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 후성유전학적 전사 연구에 이상적입니다. SWISS: Q9BZ95.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증] NSD3/WHSC1L1 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭       | KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1                           |
| 종           | 인간                                                                    |
| GeneID (인간) | 54904                                                                 |
| GeneID      | 54904                                                                 |
| 면역원         | 인간 NSD3/WHSC1L1 (NP_060248.2)의 아미노산 400-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                    |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                               |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                           |
| SWISS       | Q9BZ95                                                                |
| 단백질 분자량     | 162kDa                                                                |
| 배송          | 아이스백                                                                  |